

V-195 DIANA MARCELA GOMEZ ACEVEDO TEL: 5768444 - 5768758
SOCIEDAD MEDICA DE ANTIOQUE?A Nit: 890903777
LUIS BRAVO MUNERA
CALLE 51 NUMERO 45 - 93 MEDELLIN ANTIOQUIA
1108214

Asunto: Concertación Entrega de Elementos de Protección Personal

Respetado SOCIEDAD MEDICA DE ANTIOQUE?A

Colmena Seguros comprometida con la protección de los trabajadores y la asesoría a las empresas afiliadas, y más aún en la coyuntura que vive el país, ha fortalecido su modelo de atención en prevención acorde a las necesidades de sus afiliados, con el fin de seguir contribuyendo con la salud y seguridad en el trabajo.

En ese sentido, dado que la emergencia sanitaria ordenada por el Gobierno Nacional fue ampliada a través de la Resolución 1462, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social hasta el 30 de noviembre de 2020, suscribimos un nuevo acuerdo de concertación respecto de las obligaciones contenidas en el artículo 5 del Decreto Ley 488 de 2020 y artículo 5 del Decreto 676 de 2020.

En cumplimiento de la concertación llevada a cabo el pasado 10/15/2020, le estamos haciendo entrega de los siguientes elementos de protección personal en la cantidad y tipo de EPP acordados:

Bata (En unidades)		Caretas (En unidades)		Guates de látex no estéril (En unidades)	
Referencia: LER-Quintex Group sas		Referencia: Alcance Group-Antiflux		Referencia: Autogestion-OTAI	
Unidades acordadas	7	Unidades acordadas	3	Unidades acordadas	100
Unidades a entregar redondeadas	7	Unidades a entregar redondeadas	3	Unidades a entregar redondeadas	100
Mascarillas quirúrgicas (En unidades)		Respiradores N95 x25 (En unidades)		Guates de nitrilo (En unidades)	
Referencia: Alcance Group-Antiflux		Referencia: Indus. Medical -Nitta - 9916		Referencia: Alfa Trading-Alfa Safe Nitrilo	
Unidades acordadas	50	Unidades acordadas	0	Unidades acordadas	0
Unidades a entregar redondeadas	50	Unidades a entregar redondeadas	0	Unidades a entregar redondeadas	0

Cada uno de estos elementos de protección están acompañados de las fichas técnicas por elemento de protección personal, las cuales también podrán ser consultadas por tipo de elemento y marca en nuestro sitio web www.colmenaseguros.com/fichastecnicas. Así mismo de acuerdo a la concertación realizada Colmena Seguros continuara realizando actividades y brindando servicios de asesoría en promoción y prevención exclusivas para el apoyo en la prevención del riesgo de contagio por COVID19 de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.


Finalmente, lo invitamos a que consulte el sitio web www.colmenaseguros.com, donde se encuentra disponible nuestro boletín semanal de herramientas de prevención frente a la emergencia. Este es un espacio virtual que suministra productos y servicios especializados, cursos virtuales y campañas educativas dirigidos a la prevención del contagio por COVID19.

Frente a cualquier inquietud recuerde nuestro canal de contacto a nivel nacional 018000-9-19667 o con su Director Integral de Servicio.


Juntos aportamos en la prevención del contagio
Colmena Seguros

Código: FT-DT-010-L
 Versión: 01
 Fecha: 02/09/2020

FICHA TÉCNICA ROPA DESECHABLE



DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA
 LER PREVENCIÓN
 FICHA TÉCNICA BATA QUIRURGICA DESECHABLE

1. DATOS GENERALES			
NOMBRE GENÉRICO:	BATA QUIRURGICA DESECHABLE SMS 40	MATERIAL DE FABRICACION:	SMS 40GR
NOMBRE COMERCIAL:	BATA LAMINADA NO ESTERIL	TIPO/GRADO:	DESECHABLE
PRODUCTO NACIONAL:	SI	CODIGO DE BARRAS(EAN 13)	N/A
PRODUCTO IMPORTADO:	NO	VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS
PRODUCTO ESTERIL:	NO	COLOR	AZUL
PRODUCTO GRAVADO IVA	NO	VIGENCIA DE REGISTRO SAN	N/A
REGISTRO SANITARIO NO.	NO REQUIERE	2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO	

ALMACENAMIENTO:	MANTENGASE EN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y SECO		
CLASIFICACION DEL RIESGO	N/A		
TALLA/MEDIDA:	UNICA	ANCHO MANGA:	32 cms
LARGO:	110 CMS	LARGO MANGA	60cms
ANCHOS:	140 cms	TIPO DE TELA BASE:	SMS
		EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE	NO
		CALIBRE:	35-40GR
		PRESENTACION	Paq X 10
		TELA COMPLEM.	Puño poliester blanco

3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO
 BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO ELABORADA EN TELA SMS ANTIFLUIDO DE 40 GRS CON DOS TIRAS DE AMARRE

BATA QUIRURGICA ESTANDAR CON TIRAS DE AMARRE, PUÑO BLANCO EN ALGODÓN, RESISTENTE A FLUIDOS
 TELA NO TEJIDA SMS TELA , HILAZA

4. INDICACIONES Y USOS
 BRINDA PROTECCION DURANTE PROCESOS MEDICOS , PROTEJE AL PERSONAL DE LA EXPOSICION A ENFERMEDADES Y MATERIALES PELIGROSOS
 NO TRANSPARENTE, LO CUAL BRINDA UN EXCELENTE CONFORT. SISTEMA DE SUJECION EN LA CINTURA PUÑO BLANCO

REVISO: LUIS EDUARDO ROJAS
 A CARGO: DAVID DUARTE
 APROBO: MYRIAM DUEÑAS




FICHA TÉCNICA
MASCARILLAS ANTIFLUX MB85
GENIO /AVL Maxlife

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

GENERALIDADES:

PRODUCTO:
 SERIE:
 REFERENCIA:
 DESCRIPCIÓN:

Mascarillas / tapabocas de tres capas uso médico
 Telas no tejidas termoselladas
 MB - con filtro Melt Brown



Mascarilla quirúrgica fabricada con 85 gr/m² de telas no tejidas a base de polipropileno aptas para el contacto con la piel lo cual ofrece una textura suave. Cuenta con tres capas de telas no tejidas para mayor protección: la capa externa es antifluidos y protege de fluidos externos e internos, la capa de medio actúa como filtro principal y la capa interna ofrece confort. Esta diseñada para proteger las vías respiratorias y gran parte del rostro. Cumple la norma técnica NTC 1733 Higiene y Seguridad. Equipos de protección respiratoria requisitos generales norma española UNE-EN 14583:2019 + AC para mascarillas quirúrgicas requisitos y métodos de ensayo. La mascarilla es no estéril, libre de patógenos. Autorización del INVIMA para la "Fabricación y comercialización de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico" Registro 166 - 0 2604 - 2020 según resolución 522 de 2020.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

La mascarilla cuenta con las siguientes especificaciones:

Cumplimiento de norma
 Eficiencia de filtración bacteriana
 Forma
 Largo
 Ancho
 Ajustador nasal
 Número de capas
 Tipo de Filtro
 Referencia de telas no tejidas
 Antifluidos
 Densidad de fibra total
 Pliegues
 Elástico
 Proceso productivo

NTC 1733 para mascarillas quirúrgicas
 ≥ 95% (BFE)
 Rectangular
 17,5 cm +/- 0,5 cm
 9,5 cm +/- 0,5 cm
 mín 3,0 cm
 Tres capas de telas no tejidas con filtro MeltBrown
 Spunbond de Polipropileno
 Repelerencia al agua >90 norma AATCCM22
 mín 85 gr/m² en tres capas
 Tres pliegues faciales
 Banda elástica blanca, en cada lado
 Sistema automático termosellado con ultrasonido

ORIGEN, EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Nuestras mascarillas Antiflux MB85 son fabricadas en Colombia bajo las marcas comerciales Genio y AVLMaxlife, tienen empaque individual, en cajas de 50 unidades. En una caja master se empaquetan 45 cajas, es decir 2400 unidades. Se debe almacenar en lugares higiénicos, frescos y libres de contaminación. Se debe desecar el tapaboca y el empaque de forma adecuada, siguiendo los protocolos de bioseguridad.



FICHA TÉCNICA
MASCARILLAS ANTIFLUX MB85
GENIO /AVL Maxlife

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

APLICACIONES

La mascarilla es usada para la protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire y protegen a las personas de fluidos que vayan hacia o desde las vías respiratorias. Es de suave textura y buena respirabilidad cumpliendo la norma técnica Colombiana NTC1733.

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

Antes de tocar un tapabocas limpio: Debes lavarte las manos muy bien con agua y jabón. Una vez que hayas aplicado el jabón en tus manos húmedas, frotaelas para lavarlas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas. Siempre usa una toalla limpia para secarte las manos y, luego ponla en un contenedor de basura.

Orienta la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el tapabocas quede lo más cerca posible de tu piel, ten en cuenta que la parte superior del mismo tiene un borde flexible, pero rígido, en alambre, que puedes moldear alrededor de tu nariz. Cerciórate que ese lado esté orientado hacia arriba antes de colocarte el tapabocas.

Asegúrate que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera. Los bucles nasales deben quedar hacia arriba en la parte interna, y hacia abajo en la parte externa. Ponte el tapabocas en la cara: Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas tienen dos bandas para colocar en cada una de las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que puedan estirarse. Agarra este tipo de tapabocas por las bandas, ponlas alrededor de tus orejas.

Ajusta la pieza que va en la nariz: Ahora que el tapabocas está en su lugar en la cabeza y la cara, usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de la nariz. Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódalo para que te cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de tu barbilla.

Quitate el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo solamente tocando los bordes, las correas, los lazos, las alfileras o las bandas. No toques la parte frontal debido a que podría estar contaminada. Quitate el tapabocas de forma segura y procede a lavarlo con agua y jabón o detergente, o procede a desecharlo. En ambientes médicos es probable que haya un cubo de basura específico para elementos de riesgo biológico como tapabocas y guantes usados. En un ambiente no médico donde un tapabocas podría contaminarse de todos modos, debes colocarlo dentro de una bolsa plástica. Amarra la bolsa para cerrarla y luego arroja al cubo de la basura.

Lávate las manos otra vez: Una vez que hayas desechado el tapabocas de forma segura, lávate las manos nuevamente para asegurarte de que están limpias y no se hayan contaminado al tocar el tapabocas sucio.

Creamos, desarrollamos y entregamos soluciones

www.alcance-group.com

Tel: +57 4 2050299 - Calle 43A # 11A - 42 Piso 2 Medellín - Colombia



FICHA TÉCNICA **CARETAS ANTIFLUX PET**



Code: FT-4-01 Date: 03/2020 Versión: 01

Referencia

PROTECTOR FACIAL PLASTICO EN PET ANTIFLUX 25

Descripción de la pieza

Careta con pantalla fabricada en PET, con arnés de sujeción a la cabeza y visor intercambiable. Cubre desde la frente hasta el cuello.



Aplicación

Careta de protección antifluidos y anti objetos extraños, con potencialidad de ser utilizada en sectores industriales y de la salud.

Recomendaciones antes del Uso

Se sugiere realizar pruebas según sea la aplicación a la que será sometida el producto. El uso del producto determinará la vida útil del mismo.

Condiciones de almacenamiento

La careta de protección no debe ser expuesta a fuentes de calor cercanas ni rayos solares de manera directa, adicional debe estar protegido de la humedad y evitar contaminación con material particulado como polvo. Para su almacenamiento debe estar cubierto con bolsas y dentro de la caja, tal como se entrega de fábrica.

Especificaciones de unidad de empaque

Bolsa plástica en PEBD individual, caja de cartón con 12 caretas por caja y caja master de cartón, con 9 cajas individuales. Cada caja master de cartón tiene 108 caretas.

Creamos, desarrollamos y entregamos soluciones

www.alcance-group.com

Tel: +57 4 2040299 - Calle 43A # 11A - 44 Piso 2 Medellín - Colombia